

EXPAND GRAFT

PRÓTESIS VASCULAR DE PTFE

INDICACIONES / USO PROPUESTO

- Reparación o sustitución de las arterias periféricas
- Realización de bypass extra-anatómicos
- Acceso vascular arteriovenoso

CARACTERISTICAS

- Pared reforzada radialmente
- Excelente retención de sutura
- Baja transpiración (seroma / hematoma)
- Fácil de punzar y suturar
- Gran flexibilidad
- Resistente al aplastamiento y al doblado

PRESENTACION

Las Prótesis Vasculares de PTFE EXPAND GRAFT se proveen estériles y apirógenas. Las mismas son esterilizadas por Óxido de Etileno (ETO), lo cual puede verificarse con la etiqueta indicadora redonda que vira a verde cuando el producto ha sido sometido a este proceso. Cada prótesis se provee dentro de un contenedor protector de PET que luego es envasado en doble sobre pelable de papel Tyvek® y caja de cartón forrada con film plástico. La esterilidad del dispositivo cuando el envase está intacto se garantiza hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

MODELOS, CODIGOS Y MEDIDAS

MODELO ESTANDAR									
D x L	10 cm	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
4 mm	20410	20420	20425	20430	20440	20450	20460	20470	20480
5 mm	20510	20520	20525	20530	20540	20550	20560	20570	20580
6 mm	20610	20620	20625	20630	20640	20650	20660	20670	20680
7 mm	20710	20720	20725	20730	20740	20750	20760	20770	20780
8 mm	20810	20820	20825	20830	20840	20850	20860	20870	20880
9 mm	20910	20920	20925	20930	20940	20950	20960	20970	20980
10 mm	21010	21020	21025	21030	21040	21050	21060	21070	21080

MODELO ANILLADO									
D x L	10 cm	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
5 mm	40510	40520	40525	40530	40540	40550	40560	40570	40580
6 mm	40610	40620	40625	40630	40640	40650	40660	40670	40680
7 mm	40710	40720	40725	40730	40740	40750	40760	40770	40780
8 mm	40810	40820	40825	40830	40840	40850	40860	40870	40880
10 mm	41010	41020	41025	41030	41040	41050	41060	41070	41080

